

Calidad y función

# *Pie*

Más información en  
[www.uniprox.de](http://www.uniprox.de)



Prótesis de pie en la gestión de la movilidad.  
Para la atención individual.

unique prosthetic solutions

Una empresa del grupo Bauerfeind \_ [www.uniprox.de](http://www.uniprox.de)

 uniprox®

## Resumen de las prótesis

### Descripción

### de los productos

### Nivel de movilidad



Descripción de los productos	Nivel de movilidad	Peso
<b>Pie SACH</b> (Solid Ankle Cushioned Heel) Amortiguador en espuma sin unidad de tobillo, cojín para el talón integrado.	F1 (Página 04)	< 100 kg
	F20 (Página 04)	< 100 kg
	F31 (Página 06)	< 136 kg
<b>Pie multiaxial</b> Articulación del tobillo integrada con movimiento pasiva del tobillo.	F51 (Página 07)	< 150 kg
	F90 (Página 09)	< 125 kg
<b>Pie con resorte</b> Con transporte del peso, amortiguador dinámico para respuesta activa.	F63 (Página 08)	< 136 kg



## Uniprox F1


Pie SACH para hombre con pulgar separado

- Núcleo sintético
- Talón acolchado - Amortiguador integrado
- Forma natural de los dedos del pie
- Pulgar separado

› Adecuado para prótesis de baño



< 100 kg



Nº de referencia	Tamaño	Altura del talón (A)	Altura del talón (E)	Altura del talón	Altura del talón	Artículo número
F1- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/>	22 - 29	10 mm	70 mm	360 - 585 g	Integrado	4 101 010 0X 00 0ZZ

Lado: L = izquierdo, R = derecho Ejemplo: pie F1 en tamaño: 26, lado derecho → Número de referencia: F1-26R

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles) Ejemplo: pie F1, lado derecho, tamaño: 26

→ artículo número: 4 101 010 02 00 026

## Uniprox F20


Pie SACH dinámico con pulgar separado

- Núcleo sintético
- Talón acolchado - Amortiguador integrado
- Forma natural de los dedos del pie
- Pulgar separado

› Adecuado para prótesis de baño



< 100 kg



Nº de referencia	Tamaño	Altura del talón (A)	Altura del talón (E)	Altura del talón	Altura del talón	Artículo número
F20- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/>	22 - 29	10 mm	70 mm	425 - 605 g	Integrado	4 101 200 0X 00 0ZZ

Lado: L = izquierdo, R = derecho Ejemplo: pie F20 en tamaño: 26, lado derecho → Número de referencia: F20 - 26R

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles) Ejemplo: pie F20, lado derecho, tamaño: 26

→ Article No.: 4 101 200 02 00 026

## Accesorios y piezas de recambio para el pie SACH

Adaptadores modulares para el pie SACH de hombre F1 y F20, con inclusión de unión atornillada

Nº referencia	Peso límite	Conexión	Material	Artículo número
E-F01	< 75 kg	Piramidal	Aluminio M10	4 101 019 99 11 010
E-F02	< 125 kg	Piramidal	Acero M10	4 101 019 99 22 010
E-F04	< 100 kg	Piramidal	Titanio M10	4 101 019 99 33 010



Plato de fijación

Nº referencia	Material	Artículo número
E-F19	Plástico	4 101 079 00 00 000



Bolt assembly for Ankle Block

Nº referencia	Material	Artículo número
E-F08	Tornillo: Acero, galvanizado M10x90	4 101 049 00 00 010



Wooden Ankle Block incl. bolt assembly

Nº referencia	Material	Artículo número
E-F10	Madera / M10	4 101 059 00 77 000



## Uniprox F31

Pie ligero

- Amortiguador compuesto
- Separador y adaptador piramidal integrados
- Cosmética realista del pie
- Dedo gordo del pie separado
- 4 niveles de dureza distintos

› Adecuado para prótesis de baño



Nº de referencia	Tamaño	Altura del talón	Altura de montaje	Peso (según el tamaño)	Peso	Artículo número
F31- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/> <input type="text" value="Amortiguador"/>	24 – 29	10 mm	70 mm, sin separador 50 mm	6 – 9	480 g (Tamaño 25)	4 601 040 0X 0Y 0ZZ

› Tamaños más pequeños bajo pedido

Lado: L = izquierdo, R = derecho \_ Ejemplo: pie F31 en tamaño 26, lado derecho, Amortiguador 8 → Número de referencia F31-26R8

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho \_ Y = Tamaño del amortiguador \_ ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles)

Ejemplo: pie F31 en tamaño 26, lado derecho → Artículo número 4 601 040 02 08 026

### Selección de resortes

Resorte	1 persona	2 personas	3 personas
6	82 – 122 kg	59 – 74 kg	45 – 68 kg
7	123 – 136 kg	75 – 86 kg	69 – 90 kg
8	–	87 – 115 kg	91 – 113 kg
9	–	116 – 136 kg	114 – 136 kg

## Accesorios del F31 Pie Ligero

### Bloque de tobillo incluido

Nº de referencia	Peso máximo	Material	Artículo número
E-F60	< 136 kg	PU / Poliamida	4 601 019 00 00 001



## Uniprox F51

Pie de carbono multiaxial con dedos

- Articulación del tobillo integrada
- Dedo gordo del pie separado
- Integrada de fibra de carbono espumado



Nº de referencia	Tamaño	Altura del talón	Altura de montaje	Peso (según el tamaño)	Peso	Artículo número
F51- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/> <input type="text" value="Amortiguador"/>	24 – 29	10 mm	73 mm	2 – 5	531 g	4 602 040 0X 0Y 0ZZ

› Tamaños más pequeños bajo pedido

Lado: L = izquierdo, R = derecho \_ Ejemplo: pie F51 en tamaño 26, lado derecho, Amortiguador 4 → Número de referencia F51-26R4

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho \_ Y = Tamaño del amortiguador \_ ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles)

Ejemplo: pie F51 en tamaño 26, lado derecho → Artículo número 4 602 040 02 04 026

### Selección de amortiguador

Amortiguador	Peso	Amortiguador	Peso
2	< 80 kg	4	< 136 kg
3	< 100 kg	5	< 150 kg

## Accesorios y piezas de recambio para el Uniprox F51

### Piezas y herramientas

Nº de referencia	Material	Artículo número
E-F50-M	Juego de herramientas para el montaje (contiene : llave octogonal, arandela, eje de extensión, cojín)	4 602 019 00 30 000
E-F51-T	Kit de mantenimiento para F51 (contiene:cojín, arandela,eje con tornillos, paragolpe dorsal, placa intermedia y arandela de plástico)	4 602 049 00 43 000
E-F51-G	Articulación del tobillo con adaptador piramidal (incluido: Kit de mantenimiento E-F51-T y 2 tapones)	4 602 019 00 42 000
mm202	Grasa de Litio	4 690 240 00 89 100

### Amortiguador

Nº de referencia	Descripción	Artículo número	Nº de referencia	Descripción	Artículo número
E-F50-P2	Amortiguador, medio	4 602 019 00 02 000	E-F50-P4	Amortiguador, extra duro	4 602 019 00 04 000
E-F50-P3	Amortiguador, duro	4 602 019 00 03 000	E-F50-P5	Amortiguador, extra extra duro	4 602 019 00 05 000

## Uniprox F63

Pie de carbono

- Dedo del pie separado con elasticidad dinámica
- Talón acolchado
- Aspecto natural del pie cosmético con dedos y dedo gordo del pie separado
- Adaptador piramidal integrado fabricado en titanio
- Bloque separador extraíble



Nº de referencia	Tamaños	Altura del talón (A)	Altura de montaje (E)	Resorte	Peso	Artículo número
F63- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/> <input type="text" value="Resorte"/>	24 - 29	10 mm	80 mm, sin separador 55 mm	1 - 4	620 g (Size 25)	4 603 030 0X 0Y 0ZZ

> Tamaños más pequeños bajo pedido

Lado: L = izquierdo, R = derecho \_ *Ejemplo:* pie F63 de tamaño 26, lado derecho, resorte 4 → Número de referencia F63-26R4

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho \_ Y = resorte \_ ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles)

*Ejemplo:* pie F63 en tamaño 26, lado derecho, resorte 4 → Artículo número 4 603 030 02 04 026

### Selección de resortes

Resorte	Peso	Resorte	Peso
1	< 60 kg	3	< 100 kg
2	< 81 kg	4	< 136 kg

## Accesorios y piezas de recambio para el pie de carbono Uniprox F63

### Pie cosmético para el F63

Nº de referencia	Tipo de resorte	Tamaños	Artículo número
E-F63- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/> 12	1 - 2	25 - 29	4 603 039 0X 00 0ZZ
E-F63- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/> 34	3 - 4	25 - 29	4 603 039 0X 34 0ZZ



Lado: L = izquierdo, R = derecho \_ *Ejemplo:* pie F63 de tamaño 26, lado derecho, resorte 4 → Número de referencia E-F63-26R34

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho, ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles)

*Example:* pie F63 en tamaño 26, lado derecho, resorte 4 → Artículo número 4 603 039 02 34 026

### Calcetín Spectra

Nº de referencia	Artículo número
E-F60-SS	4 603 019 00 39 000



## Uniprox F90

Pie multiaxial de carbono

- Pie multiaxial de carbono dinámico con articulación del tobillo
- Configuración individualizada de la amortiguación en dirección axial, anterior y posterior
- Incluye un kit de amortiguación completo
- Forma natural del pie
- Incluye plato de fijación



Nº de referencia	Tamaños	Altura del talón (A)	Altura de montaje (E)	Peso	Amortiguador de talón	Artículo número
F90- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/>	24 - 29	10 mm	135 mm	810 g (Size 27)	Integrado	4 602 030 0X 00 0ZZ

> Tamaños más pequeños bajo pedido

Lado: L = izquierdo, R = derecho \_ *Example:* pie F90 en tamaño 26, lado derecho → Número de referencia F90-26R

X = lado: 1 = izquierdo, 2 = derecho \_ ZZ = tamaño (véanse tamaños disponibles) \_ *Example:* pie F90, lado derecho, tamaño 26

→ Artículo número 4 602 030 02 00 026

## Accesorios y piezas de recambio para el pie multiaxial F90

### Amortiguador

Nº de referencia	Descripción	Artículo número
E-F80-PV2	Amortiguador anterior 85 shore	4 602 029 00 02 000
E-F80-PV3	Amortiguador anterior 95 shore	4 602 029 00 03 000
E-F80-PV4	Amortiguador anterior 105 shore	4 602 029 00 04 000
E-F80-PM1	Amortiguador axial 85 shore	4 602 029 00 05 000
E-F80-PM2	Amortiguador axial 95 shore	4 602 029 00 06 000
E-F80-PH1	Amortiguador posterior 55 shore, naranja	4 602 029 00 16 000
E-F80-PH2	Amortiguador posterior 65 shore, beis	4 602 029 00 17 000
E-F80-PH3	Amortiguador posterior 75 shore, azul	4 602 029 00 18 000
E-F80-PH4	Amortiguador posterior 85 shore, rojo	4 602 029 00 19 000
E-F80-PS	Set de amortiguadores para F90	4 602 029 00 28 000



### Fundas cosméticas para F90

Nº de referencia	Tamaños	Artículo número
E-F80- <input type="text" value="Tamaño"/> <input type="text" value="Lado"/>	25 - 29	4 602 029 0X 00 0ZZ



Lado: L = Izquierdo, R = Derecho \_ *Ejemplo:* Fundas cosméticas F90 en

talla 26, lado derecho → Nº de referencia E-F80-26R

X = Lado: 1 = Izquierdo, 2 = Derecho \_ ZZ = Tamaño (véanse tamaños disponibles)

*Ejemplo:* fundas cosméticas F90 en talla 26, ado Derecho

→ Artículo número 4 602 029 02 00 026

### Calcetín Spectra

Nº de referencia	Artículo número
E-F60-SS	4 603 019 00 39 000



### Plato de conexión para pie cosmético

Nº de referencia	Tamaños	Artículo número
E-F80-AP1	24 - 26	4 602 029 00 00 002
E-F80-AP2	27-29	4 602 029 00 00 003



### Accesorios

Nº de referencia	Tamaños	Artículo número
E-F80-OR	O-Ring	4 602 029 00 00 001
mm202	Grasa de litio	4 690 240 00 89 100

Articulación de rodillas para  
la gestión de la movilidad.

# *Pie*

Más información en  
[www.uniprox.de](http://www.uniprox.de)

**Uniprox GmbH & Co. KG**

Heinrich-Heine-Straße 4

07937 Zeulenroda

Germany

Phone +49 36628 66 33 00

Fax +49 36628 66 33 55

E-mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)

Customer-Service +49 36628 66 33 70

Fax +49 36628 66 33 77

**Distribuido por**

OKM Química Ortopédica SL

Carretera N-260, km 41

Polígono Industrial La Timba 1

17742 Avinyonet De Puigventos

(Girona) Spain

Phone +34 972 67 70 95

E-mail [okm@okm.es](mailto:okm@okm.es)

Empresa del Grupo Bauerfeind \_ [www.uniprox.de](http://www.uniprox.de)