

**DYNAMIC**



**AFO**  
PRE-PEG

**ORTHO BALTIC**


# ORTHÈSE PRE-PREG DE FIBRE DE CARBONE

EasyWalks AFO - constituent la nouvelle génération d'orthèses fabriquées en fibres de carbone, grâce à l'emploi de la technologie de pré-impregnation. Les orthèses sont développées en étroite collaboration avec l'équipe de R&D d'Ortho Baltic de CPOs, les ingénieurs de CAD-CAM ainsi que les techniciens orthopédiques de l'Hopital de l'Université Lituanienne des Sciences de la santé.

Un des principaux avantages des Easy Walk AFO est que lorsque l'on soumet la fibre de carbone à un traitement technologique, on obtient un effet "ressort" qui facilite grandement la marche. Les Easy Walk AFO sont solides, fines et très légères.

# EASY WALK® FAMILIA

Niveau de stabilité  
de la cheville



# PRÉSENTATION EASY WALK®

Dû à la nature dynamique de la fibre de carbone, l'effet du retour d'énergie des AFO Easy Walk améliore la démarche du patient.

La structure fine et légère apporte de la commodité au patient, la rend moins apparente et plus facile à mettre et à enlever. De plus, une version avec un revêtement personnalisé est disponible.

Toutes les Easy Walk AFO possèdent des bases plantaires pouvant être découpées facilement avec des ciseaux, ce qui garantit un ajustement parfait pour le patient.



Les systèmes de sangles d'attache Easy Walk AFO ont été conçues pour être faciles à mettre avec une seule main.

Les Easy Walk AFO sont fabriquées pour les patients d'un poids corporel allant jusqu'à 120 kg. Pour les patients d'un poids supérieur à celui-ci, une version sur-mesure est disponible.

## Easy Walk® Advance II

Les Easy Walk® Advance II sont fabriquées en carbone pré-imprégné et optimisées pour lever les orteils tout en restant légères et fines. L'axe de support du mollet est conçu pour s'adapter à la variété des formes et fournir un retour d'énergie pendant la marche. Le nouveau système de sangles, avec un fermoir magnétique pratique, combine une attache ferme, de la durabilité et une longueur facilement ajustable.

- I**  
**N**  
**D**  
**I**  
**C**  
**A**  
**T**  
**I**  
**O**  
**N**  
**S**
- Pied équin
  - Extenseur de pied post-opératoire
  - Arthrite de la cheville



**NOUVEAU!**

N° de referencia Gauche	N° de referencia Droit	Taille	Taille de chaussures	Hauteur en cm
AFO12A=LXS	AFO12A=LXS	XS	34-36	32.5
AFO12A=LS	AFO12A=RS	S	36-39	33.5
AFO12A=LM	AFO12A=RM	M	39-42	34.5
AFO12A=LL	AFO12A=RL	L	42-45	35.5
AFO12A=LXL	AFO12A=RXL	XL	45-47	37.5

## Easy Walk® Stability

Easy Walk® Stability est conçu pour fournir une assistance dynamique avec un contrôle d'instabilité de la cheville. Le système de fixation de trois points, sur le mollet, sur la cheville et sur le pied maintient le contrôle medio-latéral et rotatif du pied et de la cheville. Le design spécifique du point d'appui permet la distribution de la force et fournit un retour d'énergie pendant la marche.

- I**NDICATIONS
- Pied équin
  - Déformations de la cheville et du pied
  - Spasticité (niveau léger à modéré)
  - Extenseur de pied post-opératoire
  - Déficit proprioceptif
  - Arthrite de la cheville



N° de referencia Gauche	N° de referencia Droit	Taille	Taille de chaussures	Hauteur en cm
AFO10T=LXS	AFO10T=LXS	XS	34-36	32.5
AFO10T=LS	AFO10T=RS	S	36-39	33.5
AFO10T=LM	AFO10T=RM	M	39-42	34.5
AFO10T=LL	AFO10T=RL	L	42-45	35.5
AFO10T=LXL	AFO10T=RXL	XL	45-47	37.5



## Easy Walk® Fixation

Easy Walk® Fixation a été créé pour maximiser le support de la cheville et optimiser le cycle biomécanique de la marche. La forte fixation latérale de la partie inférieure de la jambe apporte un contrôle medio-latéral maximal du pied et de la cheville. Dû à la rigidité du point de support, la plaque de pied permet un meilleur retour d'énergie pendant la marche.

### INDICATIONS

- Pie équin
- Instabilité sévère de la cheville
- Extenseur de pied post-opératoire
- Déficit proprioceptif
- Arthrite de la cheville



N° de referencia Gauche	N° de referencia Droit	Taille	Taille de chaussures	Hauteur en cm
AFO10F=LXS	AFO10F=LXS	XS	34-36	32.5
AFO10F=LS	AFO10F=RS	S	36-39	33.5
AFO10F=LM	AFO10F=RM	M	39-42	34.5
AFO10F=LL	AFO10F=RL	L	42-45	35.5
AFO10F=LXL	AFO10F=RXL	XL	45-47	37.5

DISTRIBUÉ PAR OKM

**okm**<sup>®</sup>

**ORTHO BALTIC**

**Ortho Baltic UAB**

Taikos Av. 131A, LT-51124 Kaunas, Lituania

Tel.: +370 37 473970

E-mail: [info@orthobaltic.lt](mailto:info@orthobaltic.lt)

[www.orthobaltic.eu](http://www.orthobaltic.eu)

---